

15/04/2016

15/04/2016 15:28

Additive: DMSO				0	%				
25 uL		1X_65ul 1.5ul Mg+		1ul	x	Master Mix (no primers)		2 x	
Amount	Compound					Amount	Compound		
17.25	uL ddH ₂ O			0.69		34.5	uL ddH ₂ O		34.5
0	uL DMSO 100%			0		0	uL DMSO 100%		0
2.5	uL 10x PCR buffer			0.1		5	uL 10x PCR buffer		5
2	uL dNTPs (2.5mM each)			0.08		4	uL dNTPs (2.5mM each)		4
1.5	uL MgCl ₂			0.06		3	uL MgCl ₂		3
0.5	uL Pf, 5μM			0.02		1	uL Pf, 5μM		46.5
0.5	uL Pr, 5 μM			0.02		1	uL Pr, 5 μM		
0.5	uL DNA template			0.02		1	uL DNA template		
0.25	uL Polymerase			0.01		0.5	uL Polymerase		
25	uL Total			1		50	uL Total mm per25 ul:	23.25	25

Here are a recipe for master mix and cycling conditions for 18S:

Reaction mixture with Pfu polymerase per 30ul reaction:

water 22.23ul

buffer 3ul

dNTPs 0.2ul of a 25uM solution

forward primer 1.56ul of a 10uM solution

reverse primer 1.56ul of a 10uM solution

Pfu polymerase 0.25ul

template DNA 1ul

PCR conditions:

1 - 1a that didn't work (60 m)

2 - negative control - no template
(probably less than 60 ml)

Cheers,				0	%				
40 uL		Angela.		1ul	x	Master Mix (no primers)		0 x	
Amount	Compound					Amount	Compound		
27.6	uL ddH ₂ O			0.69		0	uL ddH ₂ O		0
0	uL DMSO 100%			0		0	uL DMSO 100%		0
4	uL 10x PCR buffer			0.1		0	uL 10x PCR buffer		0
3.2	uL dNTPs (2.5mM each)			0.08		0	uL dNTPs (2.5mM each)		0
2.4	uL MgCl ₂			0.06		0	uL MgCl ₂		0
0.8	uL Pf, 5μM			0.02		0	uL Pf, 5μM		0
0.8	uL Pr, 5 μM			0.02		0	uL Pr, 5 μM		
0.8	uL DNA template			0.02		0	uL DNA template		
0.4	uL Polymerase			0.01		0	uL Polymerase		
40	uL Total			1		0	uL Total mm per25 ul:	0	2.8

8.25